

# neodisher® BP

Yatakların, ameliyat masalarının ve trolley'lerin otomatik makinalarda korozyon önlemeli, yağlamalı pH-nötr durulama desteği  
Konsantre sıvı



## Uygulama alanları:

## Özellikleri:

## Uygulama ve dozaj:

Hastanelerde ve bakım evlerindeki yatakların, ameliyat masalarının ve trolley'lerin yağlanması ve durulanması. neodisher BP korozyon önleme için özel yağlayıcı esaslı pH nötr durulama desteği. neodisher BP yatakların, ameliyat masalarının ve trolley'lerin

mükemmel durulanması. Frenler, Bowden kabloları ve makaralar gibi hareketli parçalar pürüzsüz ve aynı zamanda yağlanmış halde tutulur  
Sirkülasyon veya tatlı su sistemi kullanan dekontaminasyon sistemleri için:

Uygun dozajlama cihazları ile durulama suyu na dekontaminasyon sisteminin işlem parametreleri ve karyolalar, ameliyat masaları ve trolley'lerin malzemesine göre 1 - 4 ml/lt dozajlanır.

Otomatik dozajın optimum ayarı ampirik esaslı olarak belirlenmelidir.

Başka ürünlerle karıştırmayınız. Ürün değişiminden önce hortumları dahil dozajlama sistemini su ile durulayınız.

Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır. Lütfen ameliyat masalarının, karyolaların ve trolley'lerin üreticilerinin "Karyolalar ve cart'ların dekontaminasyon sistemi için çalışma grubunun güncel AK BWA broşüründeki makinalarda dekontaminasyon hakkında verilen bilgiler doğrultusundaki tavsiyelerine uyun.

Dekontaminasyon sistemi üreticilerinin verdikleri tavsiyelere uyun.

Sadece profesyonel kullanım için.

Yoğunluk (20°C): 0,9 gr/cm<sup>3</sup>

neodisher BP'nin 20°C'de farklı su kalitelerindeki pH değerleri:

neodisher BP Konsantrasyonu	deiyonize suda	15 °d - 0 °d yumuşatılmış suda
0,0 ml/lt	5,1	7,6
1,0 ml/lt	5,9	7,6
4,0 ml/lt	5,9	7,6

## Teknik veriler:

Viskozite (konsantre, 20°C): < 100 mPa s

## İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:

>%30 iyonik olmayan sürfaktanlar, alifatik hidrokarbonlar

## CE-işareti:

neodisher BP 93/42/EC sayılı Avrupa direktifi, tıbbi cihazlarla ilgili Ek I'e uygundur

## Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın. 10 °C'nin altındaki sıcaklıklarda tersine çevrilebilir bulutlanma meydana gelebilir. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 2 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.



## Tehlike ve ihtiyati durumlar:

MB 4307 GB/2-3  
02/17

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın.

Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.