



# neodisher® SBK



## Sürgülerin makinalarda temizliğinde durulama desteği



### Konsantre sıvı

### Uygulama alanları:

- Buhar dezenfeksiyonlu makinalarda sürgülerin ve idrar kaplarının temizliğinde su sertliğini giderme ve durulama için

### Performans:

- Yüksek derecede su sertliğinde buhar jeneratörlerinde, borularda ve püskürtme başlıklarında kireç oluşumunu etkili bir şekilde engeller.
- Su sertliğini etkili bir şekilde gidermek için özel bileşenli
- Hızlı ve artıksız kuruma için

### Özgün özellikler:

- Köpüğü azaltır; Buhar dezenfeksiyonlu tüm aside dayanıklı sürgü ve idrar kapları yıkama makinaları için
- Her su sertliği için uygun
- Asidik; organik asitler esaslı

### Ugulama ve dozaj:

neodisher SBK buhar dezenfeksiyonlu sürgü yıkama makinalarında kullanılır. neodisher SBK makinalardaki dozlama ünitesi ile dozlanır. Doz su sertliğine bağlı olarak 0,5 - 1,5 ml/lt aralığındadır. Dozlama sistemi ve buhar jeneratörü aside dayanıklı olmalıdır.

İnatçı kirleri temizlemek için sürgüler ve idrar kapları için özel bir deterjan olan SBR extra'nın kullanımını tavsiye ederiz.

### Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Ürün değişikliğinde emme hortumu dahil dozlama sistemini suyla durulayın.

- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır
- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyararak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.

### Teknik veriler:

pH-aralığı	3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/lt, deiyonize suda, 20°C)
Viskozite	< 50 mPa s (konsantre, 20°C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,1 gr/cm <sup>3</sup> (20°C)

### İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:  
%< 5 polikarboksilate koruyucu (potasyum sorbat, metilklorozotiazolinon/metilzotiazolinon)

### CE-işareti:

neodisher SBK medikal ürünlerle ilgili Avrupa direktifine uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

### Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 3 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.



# neodisher® SBK

## Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın. Bu form [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın.  
Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

MB 4006/3-3 Yayın tarihi: 03/2020



Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.