


Monopolare Koagulationszange 5mm
Monopolar Coagulation Forceps 5mm



Monopolare Koagulationszange 5mm

Monopolar Coagulation Forceps 5mm



Die zerlegbare monopolare Koagulationszange ist ein wiederverwendbares Instrument für den Einsatz in der Laparoskopie zum Greifen und Schneiden von Gewebe bei gleichzeitiger monopolarer Koagulation. Die leichte und schnelle Zerlegbarkeit ermöglicht den Einsatz verschiedener Elektroden, erleichtert die Reinigung und erhöht die Reparaturfreundlichkeit.



















The monopolar coagulation forceps which can be dismantled is a reusable instrument to be used for laparoscopy for grasping and cutting the tissue with simultaneous monopolar coagulation. The easy dismantling enables the use of different electrodes, facilitates cleaning and the execution of repair work.

Bequeme Einhandbedienung
Durch verlängerte Flügel kann der Chirurg das Drehrad in jeder Position des Griffs bequem mit einem Finger um 360° bewegen und dadurch die Elektrode genau positionieren.

Simple one handed operation
The extended flanges on the electrode shaft, give the surgeon enhanced single finger control over the full 360° rotation available, resulting in precise control of the electrode.

Standard 4mm Anschluss
Standard 4mm electrical connector

Zuschaltbare Sperre
Switchable lock

<p>Kocher Fasszange 2x3 Zähne, gerieft</p> <p>Kocher grasping forceps, 2x3 teeth, serrated</p> 	<p>Maryland Faßzange, gerieft</p> <p>Maryland grasping forceps, serrated</p> 	<p>Mixer Fasszange 90°, kreuzgerieft</p> <p>Mixer grasping forceps 90°, cross-serrated</p> 	<p>Babcock Fasszange</p> <p>Babcock grasping forceps</p> 	<p>Fasszange 12mm, gefenestert, gerieft</p> <p>Grasping forceps 12mm, fenestrated, serrated</p> 	<p>Kelly-Fasszange, kreuzgerieft</p> <p>Kelly-grasping forceps, cross-serrated</p> 	<p>Fundus Fasszange</p> <p>Fundus grasping forceps</p> 	<p>Metzenbaum-Schere, gebogen, gezahnt, Blatt 15mm</p> <p>Metzenbaum Scissor, curved, serrated, blade 15mm</p> 	<p>Fasszange, einfach beweglich</p> <p>Grasping forceps, single action</p> 	<p>Fasszange, kreuzgerieft, einfach beweglich</p> <p>Grasping forceps, cross-serrated, single action</p> 	<p>Fasszange, langes feines Maul, gerieft</p> <p>Grasping forceps, long fine jaw, serrated</p> 	<p>Krallengreifer 2x3 Zähne, einfach beweglich</p> <p>Claw claws, 2x3 teeth, single action</p> 	<p>Fasszange mit aggressiver Zahnung</p> <p>Grasping forceps with aggressive teeth, fenestrated</p> 
Art. No. 82650001	Art. No. 82650002	Art. No. 82650003	Art. No. 82650009	Art. No. 82650010	Art. No. 82650012	Art. No. 82650014	Art. No. 82650100	Art. No. 82650107	Art. No. 82650109	Art. No. 82650117	Art. No. 82650118	Art. No. 82650120
<p>Metzenbaum-Schere, gerade, Blatt 11mm, gezahnt</p> <p>Metzenbaum scissors, straight, blade 11mm, serrated</p> 	<p>Fasszange 20mm, gefenestert, gerieft, einfach beweglich</p> <p>Grasping forceps 20mm, fenestrated, serrated, single action</p> 	<p>Fasszange 40mm, gefenestert, gerieft, einfach beweglich</p> <p>Grasping forceps 40mm, fenestrated, serrated, single action</p> 	<p>Fasszange 20mm, breit, gefenestert, gerieft</p> <p>Grasping forceps 20mm, fenestrated, serrated</p> 	<p>Fasszange gefenestert, mit 2 Öffnungen, leicht gebogen, gerieft, einfach beweglich</p> <p>Fenestrated grasping forceps, with 2 holes, slightly curved, serrated, single action</p> 	<p>Allis Fasszange 2x4 Zähne, gerieft</p> <p>Allis grasping forceps, 2x4 teeth, serrated</p> 	<p>Fasszange, aggressive Zahnung, gelocht</p> <p>Grasping forceps with aggressive teeth, perforated</p> 	<p>Kelly-Fasszange, kurz, kreuzgerieft</p> <p>Kelly grasping forceps, short, cross serrated</p> 	<p>Prestige Fasszange mit Löffel, wellenförmig</p> <p>Prestige grasping forceps with spoon, waved</p> 	<p>Präparierzange, fein, rechts gebogen, kreuzgerieft</p> <p>Dissecting forceps, fine, curved right, cross serrated</p> 	<p>Fasszange atraumatisch, gefenestert, wellenförmig</p> <p>Grasping forceps atraumatic, fenestrated, waved</p> 	<p>Metzenbaum-Schere, gebogen, glatt, Blatt 15mm</p> <p>Metzenbaum scissors, curved, smooth, blade 15mm</p> 	<p>Fasszange 12mm, gefenestert, gerieft, einfach beweglich</p> <p>Grasping forceps 12mm, fenestrated, serrated, single action</p> 
Art. No. 82650123	Art. No. 82650136	Art. No. 82650140	Art. No. 82650150	Art. No. 82650153	Art. No. 82650154	Art. No. 82650166	Art. No. 82650172	Art. No. 82650176	Art. No. 82650190	Art. No. 82650216	Art. No. 82650230	Art. No. 82650236

Peek Handgriff mit HF-Anschluss
 Peek handle with HF-connection



Art. No.
 82620000

PEEK Handgriff mit HF-Anschluss und
 zuschaltbarer Sperre
 Peek handle with HF-connection and
 switchable ratchet



Art. No.
 82620500

Metall Schaft isoliert mit Verstärkung am Rohransatz, Ø 5mm
 Metal shaft insulated and reinforced at flanged socket Ø 5mm



Länge / length 33 cm
 Art. No. 82651030

Erbe T-Serie, Martin,
 Berchtold



3 m	Art. No. 80100014
5 m	Art. No. 80100016

Bovie, Valleylab,
 Conmed



3 m	Art. No. 80100215
5 m	Art. No. 80100221

Martin, Berchtold




3 m	Art. No. 80100031
5 m	Art. No. 80100331


Erbe ACC/ICC



3 m	Art. No. 80100114
5 m	Art. No. 80100115

 Zubehör-Bemessungsspannung
 Rated Accessory Voltage

 Max. Temperatur in der Waschmaschine (°C)
 Max. temperature in washer disinfectant (°C)

 Max. Temperatur im Autoklaven (°C)
 Max. temperature in autoclave (°C)

Bissinger – bessere Lösungen im Blick

Bipolare und monopolare Instrumente
 Zubehör für die Elektrochirurgie
 Chirurgische Instrumente
 Entwicklung von Instrumenten auf
 Kundenwunsch
 Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions

Bipolar and monopolar instruments
 Accessories for electrosurgery
 Surgical instruments
 Design and development of instruments
 to customer specifications
 Service and repair

CE 0297

Günter Bissinger

Medizintechnik GmbH

Hans-Theisen-Str.1
 79331 Teningen/Germany
 Tel. +49 7641 9 14 33 0
 Fax +49 7641 9 14 33 33
 eMail: info@bissinger.com
 Internet: http://www.bissinger.com